


Barras e Pegadores Magnéticos

Barra Magnética (Peixinho)

Ideal para mistura e homogeneização de soluções em agitador magnético.

- Formato poligonal (bastão) liso, sem anel;
- Moldada em neodímio altamente magnético;
- Revestida em PTFE;
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C;
- Resistente à oxidação;
- Disponível em 7 tamanhos.



Pegador Magnético

Especialmente desenvolvido para remoção de barras magnéticas depositadas em recipientes contendo soluções.

- Moldado em neodímio altamente magnético;
- Revestido em PTFE;
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C.



Modelo	Descrição	Apresentação
K32-37	Barra magnética lisa Ø3 x 7mm	Unidade
K32-510	Barra magnética lisa Ø5 x 10mm	
K32-515	Barra magnética lisa Ø5 x 15mm	
K32-730	Barra magnética lisa Ø7 x 30mm	
K32-840	Barra magnética lisa Ø8 x 40mm	
K32-850	Barra magnética lisa Ø8 x 50mm	
K32-960	Barra magnética lisa Ø9 x 60mm	
K32-300	Pegador magnético Ø7 x 300mm	

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.